


CPM





CPM αγκώνα



ΑΓΚΩΝΑ •Kinetec® 6080 Elbow CPM Machine



- Ανατομική κίνηση.
- Έκταση 0° έως 135° Κάμψη.
- Συνδυαστική 0° - 135° Έκταση / Κάμψη με 90° Πρηνισμό έως και 90° Υπιασμό.
- Χρησιμοποιείτε με την ίδια ευκολία σε:
- Καρέκλα
- Κρεβάτι
- Ποιότητα κατασκευής Kinetec.
- Βάρος έως 21 κιλά.

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CPM ΑΓΚΩΝΑ

- Διατηρεί και αυξάνει το πεδίο της κίνησης.
- Επαναφέρει τη φυσιολογική κίνηση.
- Προάγει την επιστροφή της αρθρικής επιφάνειας.
- Μειώνει τον πόνο και το οίδημα.
- Μειώνει τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.
- Μειώνει την χρήση φαρμάκων για τον πόνο.
- Εξασφαλίζει άμεσα μετεγχειρητική συνεχόμενη παθητική κίνηση.
- Μειώνει το κόστος και αυξάνει την ποιότητα της αποκατάστασης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκατάσταση σε κάταγμα κεφαλής κερκίδος.
- Μετεγχειρητικά σε κατάγματα και οστεοσυνθέσεις.
- Αρθροπλαστική αγκώνα.
- Μετεγχειρητικά σε κάταγμα εξάρθρωμα, ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου.
- Επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις στους τένοντες του δικεφάλου.
- Αρθρόλυση.
- Μετεγχειρητικά σε έκτοπη οστεοποίηση.
- Δυσκαμψίες.





Kinetec* CENTURA ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ CPM ΩΜΟΥ

- Εύκολο στη χρήση, στη τοποθέτηση, στη μεταφορά και στο προγραμματισμό.
- Μέγιστος αριθμός κινήσεων για την άρθρωση του ώμου.
- Χειριστήριο συμβατό με όλα τα προγράμματα κίνησης και πρωτόκολλα αποκατάστασης.
- Δυνατότητα συνδυαστικών κινήσεων.




Το μηχάνημα Συνεχούς Παθητικής Κίνησης (CPM) Ωμου Centura προσφέρει:

- Πέντε κινήσεις για την άρθρωση του ώμου :

1. Προσαγωγή / Απαγωγή με συνδυαστική Έσω / Έξω Στροφή
2. Προσαγωγή / Απαγωγή με ρυθμιζόμενη Έσω / Έξω Στροφή
3. Έσω / Έξω Στροφή με ρυθμιζόμενη Προσαγωγή / Απαγωγή
4. Έκταση / Κάμψη
5. Οριζόντια Προσαγωγή / Απαγωγή



- Μεγιστοποιεί το εύρος κίνησης και την άνεση του ασθενούς.
- Χειριστήριο με δυνατότητα προγραμματισμού όλων των κινήσεων και παραμέτρων.



ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CPM CENTURA

- Σπάζει τον κύκλο του τραύματος που οδηγεί σε συμφύσεις και στην απώλεια της κίνησης.
- Προσφέρει ευκαμψία στην άρθρωση.
- Επταχύνει μετεγχειρητικά την απόκτηση του εύρους κίνησης.
- Παράγει τη θεραπεία και την επίστρωση της αρθρικής επιφάνειας.
- Μειώνει τον πόνο και το οίδημα.
- Μειώνει τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.
- Μειώνει την χρήση φαρμάκων για τον πόνο.
- Εξασφαλίζει άμεσα μετεγχειρητική συνεκόμενη παθητική κίνηση.
- Μειώνει το κόστος και αυξάνει την ποιότητα της αποκατάστασης.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκατάσταση τενοντίου πετάλου (rotator-cuff).
- Αποκατάσταση πρόσθιας αστάθειας – αστάθειας πολλών κατευθύνσεων.
- Μετεγχειρητικά σε κατάγματα και οστεοσυνθέσεις.
- Ολική αρθροπλαστική ώμου.
- Παγωμένος ώμος.
- Ακρωμιοπλαστική.

Το Kinetec Centura CPM συνοδεύεται προαιρετικά με πρόσθετα εξαρτήματα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα, με μοναδικό στόχο την πραγματοποίηση της ανατομικής Συνεχούς Παθητικής Κίνησης.



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ CENTURA

Έκταση / Κάμψη με ρυθμιζόμενο Υπνιασμό / Πρηνισμό
Εύρος κίνησης: -10° έως 135°





Kinetec® Spectra KNEE & Hip CPM Machine ΓΟΝΑΤΟ & ΙΣΧΙΟ

- Ανατομική κίνηση.
- Από - 10° Υπερέκταση έως και 120° Κάμψη
- Εύκολο στον προγραμματισμό.
- Βάρος 11 κιλά.
- Ποιότητα κατασκευής Kinetec.



ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CPM SPECTRA

- Σπάει τον κύκλο του τραύματος που οδηγεί σε συμφύσεις και στην απώλεια της κίνησης.
- Προσφέρει ευκαμψία στην άρθρωση.
- Επιταχύνει μετεγχειρητικά την απόκτηση του εύρους κίνησης.
- Διατηρεί την ποιότητα της αρθρικής επιφάνειας.
- Μειώνει τον πόνο και το οίδημα.
- Προάγει την επούλωση του χόνδρου της άρθρωσης.
- Μειώνει τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.
- Μειώνει την χρήση φαρμάκων για τον πόνο.
- Εξασφαλίζει άμεσα μετεγχειρητική συνεχόμενη παθητική κίνηση.





ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ολική αρθροπλαστική γόνατος.
- Μετεγχειρητικά σε ενδαρθρικά κατάγματα, κατάγματα πλατών.
- Ολική αρθροπλαστική ισχίου όπως και revision.
- Μετεγχειρητικά μετά από ρήξη χιαστών.
- Μετεγχειρητικά μετά από ρήξη πλαγιών συνδέσμων.
- Αρθρόλυση.
- Μετά από οστεοσυνθέσεις.
- Επιγονατιδεκτομές.
- Μηνιοσκεκτομές.
- Μετά από επεμβάσεις του αρθρικού χόνδρου.
- Μετεγχειρητικά σε έκτοπη οστεοποίηση.
- Θλάση γόνατος.
- Δυσκαμψίες.



Kinetec® Performa KNEE & Hip CPM Machine ΓΟΝΑΤΟ & ΙΣΧΙΟ

- Ανατομική κίνηση. Από - 3° Υπερέκταση έως και 130° Κάμψη
- Τηλεσκοπική μπάρα ρύθμισης ισχίου.
- Ρυθμίζεται εύκολα για μικρά παιδιά έως και ενήλικες
- Βάρος 15 κιλά.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PERFORMA CPM ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CPM PERFORMA

- Σπάζει τον κύκλο του τραύματος που οδηγεί σε συμφύσεις και στην απώλεια της κίνησης.
- Προσφέρει ευκαμψία στην άρθρωση.
- Επιταχύνει μετεγχειρητικά την απόκτηση του εύρους κίνησης.
- Διατηρεί την ποιότητα της αρθρικής επιφάνειας.
- Μειώνει τον πόνο και το οίδημα.
- Προάγει την επούλωση του χόνδρου της άρθρωσης.
- Μειώνει τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.
- Μειώνει την χρήση φαρμάκων για τον πόνο.
- Εξασφαλίζει άμεσα μετεγχειρητική συνεχόμενη παθητική κίνηση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ολική αρθροπλαστική γόνατος.
- Μετεγχειρητικά σε ενδαρθρικά κατάγματα, κατάγματα πλατώ.
- Ολική αρθροπλαστική ισχίου όπως και revision.
- Μετεγχειρητικά μετά από ρήξη χιαστών.
- Μετεγχειρητικά μετά από ρήξη πλαγιών συνδέσμων.
- Αρθρόλυση.
- Μετά από οστεοσυνθέσεις.
- Επιγονατιδεκτομές.
- Μηνισκεκτομές.
- Μετά από επεμβάσεις του αρθρικού χόνδρου.
- Μετεγχειρητικά σε έκτοπη οστεοποίηση.
- Θλάση γόνατος.
- Δυσκαμψίες.



Kinetec® Brevia Ankle CPM Machine Ποδοκνημική

- Δυνατότητα τριών (3) κινήσεων:
Πελματιαία κάμψη ή Ραχιαία έκταση.
Προσαγωγή – Ραϊβό ή Απαγωγή - Βλαισό.
Πελματιαία κάμψη - Προσαγωγή – Ραϊβό ή Ραχιαία έκταση - Απαγωγή - Βλαισό.

- Ψηφιακός χειρισμός επιτρέπει εύκολο προγραμματισμό

Κλινικά οφέλη

- Αποφυγή ακαμψίας της άρθρωσης.
- Βελτίωση στη θρέψη των αρθρικών επιφανειών.
- Επιταχυνόμενη αποκατάσταση του εύρους κινήσεων που αποκτήθηκαν χειρουργικά.
- Διέγερση της φλεβικής κυκλοφορίας του άκρου

1. Πελματιαία Κάμψη ή Ραχιαία έκταση.

Εύρος Κίνησης : 40° ή 30°

2 . Προσαγωγή – Ραϊβό ή Απαγωγή - Βλαισό .

Εύρος Κίνησης : 25° - 25° ή 35° - 25°

3. Πελματιαία κάμψη - Προσαγωγή – Ραϊβό ή Ραχιαία έκταση - Απαγωγή - Βλαισό.

Εύρος Κίνησης : 40° - 25° - 25° ή 30° - 35° - 25°

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Παθητική κινητοποίηση των ακόλουθων καταγμάτων κατά-
πιν εσωτερικής οστεοσύνθεσης :

- Κατάγματα σφυρού
- Κνημιαίο (Pilon fracture)
- Αστραγάλου
- Πτέρνα

Παθητική κινητοποίηση των αρθρώσεων του ποδιού κατά-
πιν χειρουργικής ή συντηρητικής αγωγής των :

- Αχίλλειου τένοντα
- Χειρουργική επιμήκυνση του αχίλλειου τένοντα για μετα τραυματική ακαμψία.
- Πλάγιο παράπλευρο – δευτερογενή σύνδεσμο
- Μέσο παράπλευρο – δευτερογενή σύνδεσμο

